



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 470

DATA: 25 de abril de 2006.

MODELOS: TV-2922, TV-2924, TF-2952, TF-2953, TVD-2951 e TFD-2953.

ASSUNTO: IMAGEM ESCURECENDO

Senhores Técnicos,

Os produtos acima citados sofreram alteração do transistor **Q830** para correção de anormalidade.

Esta modificação deve atender:

- Eliminação de anormalidade "tela escura".

O **Q830** era originalmente o TRT BC546B e foi substituído pelo TRT BC 337-25.

Solicitamos que todos os produtos que derem entrada nos postos autorizados sejam verificados quanto à modificação que foi implementada na fábrica.

<i>SUBSTITUIR COMPONENTE</i>		
<i>POSIÇÃO</i>	<i>COMPONENTE ORIGINAL</i>	<i>SUBSTITUIR PARA</i>
Q830	TRT BC546B	TRT BC 337-25



Para o preenchimento da Ordem de Serviço, adotar as seguintes aplicações:

<i>APLICAÇÃO</i>	<i>POSIÇÃO</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>CÓDIGO</i>
TE	Q830	TRT BC337-25	152002659000D

Em caso de dúvida, entre em contato com o **Suporte Técnico Gradiente** através de nosso site,

Conexão Posto Autorizado < > Gradiente,

detalhando a ocorrência e procedimentos adotados.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente.

<http://www.gradienteservices.com.br>

**SAT – Serviço de Assistência Técnica.
Gradiente Eletrônica S/A.**